



Handleiding

De Warmtesjaal kunt u opwarmen in de magnetron. Leg de Warmtesjaal in uw magnetron en stel het vermogen in op maximaal 500 Watt en verwarm de Warmtesjaal 2 minuten. Controleer altijd de warmte van de Warmtesjaal voor gebruik. Is de gewenste temperatuur nog niet bereikt, verleng dan de opwarmtijd in stappen van 25 seconden. Plaats in de magnetron een kopje water tijdens de opwarming. De waterdamp voorkomt uitdroging van de tarwekorrels en bevordert een langere levensduur. Ook kunt u met bijvoorbeeld een plantenspuit de Warmtesjaal af en toe bevochtigen.

De hoes kan om de Warmtesjaal blijven zitten tijdens opwarming in de magnetron.

Tip: De Warmtesjaal kan ook goed als koudekompres dienen. Leg de Warmtesjaal in dat geval in de vriezer of koelkast.

Belangrijk

- De Warmtesjaal kan in het begin enigszins vochtig aanvoelen en een zurige geur hebben. Dit neemt af na enige malen gebruik.
- Laat de Warmtesjaal na gebruik helemaal afkoelen voordat u opnieuw verwarmt.
- Overschrijding van de opwarmtijd of temperatuurinstelling leidt niet tot een langere warmteafgifte maar kan schroei- en brandschade veroorzaken.
- De hoes is van 100% katoen en kan op 30 graden gewassen worden. De binnenzak gevuld met tarwe kan niet in de wasmachine.
- Gebruik nooit een verwarmde Warmtesjaal bij ontstekingen, eczemen, tumoren en hartklachten.
- Gebruik de Warmtesjaal niet bij baby's, kinderen, gehandicapten en personen die niet doeltreffend kunnen reageren.
- De producent of leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik, volg het advies daarom nauwgezet op.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing te allen tijde bij uw Warmtesjaal.

Groet, Janneke